

Bitte füllen Sie dieses Dokument am Bildschirm aus. Weitere Eingabeoptionen werden Ihnen entsprechend Ihrer Wahl angezeigt.



Netzwerkfragebogen für GUSbox-Produkte & KV-SafeNet

1. Wie möchten Sie die Angaben zu Ihren Netzwerkeinstellungen machen?

Ich möchte die Angaben mit Unterstützung der Hotline telefonisch mitteilen.

Ich möchte die Angaben selbst eintragen (für Systemtechniker/IT-Spezialisten empfohlen).

Versand der Bestelldokumente

Bitte senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Bestelldokumente per Post, Fax oder E-Mail an: Trimind KG, Juri-Gagarin-Ring 135 // D - 99084 Erfurt // Fon 0361 6029186 // Fax 0800 3456787 (kostenlos) // info@trimind.de

Netzwerkfragebogen für GUSbox-Produkte & KV-SafeNet

Ich möchte die Angaben mit Unterstützung der Trimind Hotline telefonisch mitteilen.

2. Welches Betriebssystem nutzen Sie?

Hinweis: Bitte nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit für die Abfrage Ihrer Netzwerkeinstellungen. Halten Sie bitte dieses Dokument, Ihren Praxis-PC und ein Telefon bereit, damit unsere Hotline Sie schnell und unkompliziert bei der Bearbeitung unterstützen kann.

Ich nutze Microsoft Windows

3. So erhalten Sie die notwendigen Informationen zu Ihren Netzwerkeinstellungen (Windows)

- Öffnen Sie nun auf Ihrem Windows-Desktop das Startmenü und wählen Sie die Funktion „Ausführen...“.
- Geben Sie im Eingabefeld des neuen Fensters „cmd“ ein und bestätigen Sie mit „OK“ (bei Windows Vista bzw. Windows 7 ist nach Klick auf den Startknopf lediglich im Suchfeld „cmd“ einzugeben und die angezeigte Ausführungsdatei auszuwählen).
- Geben Sie in dem neu geöffneten Fenster „ipconfig /all“ ein.

Ich nutze Mac OS

3. So erhalten Sie die notwendigen Informationen zu Ihren Netzwerkeinstellungen (Mac OS)

- Klicken Sie in der Menüleiste auf den Apfel und wählen Sie „Über diesen Mac“.
- Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ und dann auf „Systembericht“.
- In der linken Spalte des Fensters wählen Sie bitte „Netzwerk“, um die Netzwerkeinstellungen aufzurufen.

4. Kontaktieren Sie nun bitte unsere Hotline unter der 0361 60 29 186

Hinweis: Sie erreichen unsere Hotline von Montag bis Freitag, 8:00 bis 19:00 Uhr.



Netzwerkfragebogen für GUSbox-Produkte & KV-SafeNet

Ich möchte die Angaben selbst eintragen
(für Systemtechniker/IT-Spezialisten empfohlen).

2. Kundendaten

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vor- und Nachname (Kunde)	Ort
<input type="text"/>	Dieser Fragebogen wird vom technischen Ansprechpartner der Praxis befüllt.
KDNR (wird vergeben, bitte nicht ausfüllen)	

3. Angaben zum WAN (betrifft Ihren DSL-Router)

Wie ist der DHCP-Status Ihres Routers?

<input checked="" type="checkbox"/> DHCP ist aktiv	<input type="checkbox"/> DHCP ist nicht aktiv	Wie lautet die IP-Adresse Ihres bestehenden (DSL-)Routers?:
		IP-Adresse des Routers: • • •
Bitte nennen Sie im Folgenden die Subnetzmaske Ihres (DSL-)Routers und die gewünschte IP-Adresse für die GUSbox.		
Subnetzmaske des Routers:	255 • 255 • 255 • 0	Gewünschte WAN-IP-Adresse: • • •

4. Angaben zum LAN (betrifft die GUSbox)

Bitte tragen Sie im Folgenden die zukünftige IP-Adresse und Subnetzmaske der GUSbox ein.

LAN-IP-Adresse der GUSbox: • • •	Subnetzmaske der GUSbox: 255 • 255 • 255 • 0
--	--

Soll die GUSbox als DHCP-Server für Ihr Praxis-LAN fungieren und DHCP bereitstellen?

<input checked="" type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja Bereich der vergebenen IP-Adressen einschränken
Bitte nennen Sie im Folgenden die Subnetzmaske Ihres (DSL-)Routers und die gewünschte IP-Adresse für die GUSbox.	
DHCP-Range von: • • •	bis: • • •

5. Senden Sie uns den Fragebogen zu

Bitte senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Bestelldokumente per Post, Fax oder E-Mail an:

Trimind KG, Juri-Gagarin-Ring 135 // 99084 Erfurt
Fax 0800 3456787 (kostenlos)
info@trimind.de

Haben Sie noch Fragen?

Hinweis: Sie erreichen unsere Hotline von Montag bis Freitag, 8:00 bis 19:00 Uhr unter der Rufnummer

0361 60 29 186